

# Basic / Profi

Inbetriebnahme Iniciar Initial Start Up  
Avvio Démarrage

DE Die vollständige Gebrauchsanweisung steht hier zum Download bereit:

EN The complete manual can be downloaded here:

FR Téléchargez le mode d'emploi complet ici :



IT Qui potrete scaricare il manuale completo.

ES Puede descargar la instrucción completa aqui:



[www.schick-dental.de/downloads/](http://www.schick-dental.de/downloads/)

Basic  
Profi



Basic




100 - 240 V  
50 - 60 Hz

- DE Absaugung mit Automatikfunktion
- EN Suction with automatic start up
- FR Aspiration avec déclenchement automatique
- IT Aspirazione con funzione di automatica
- ES Aspiración con función automática

- DE Fußtretschaner An/Aus 6370/2 und dynamischer Fußanlasser 9440 für Q Basic Tischversion!
- EN Foot switch 6370/2 / dynamic foot switch 9440 for Q Basic table top model!
- FR Pédale marche/arrêt 6370/2 / pédale variateur 9440 pour la version avec table!
- IT Pedal on/off 6370/2 / controllo a pedale 9440 unità di comando da tavola!
- ES Pedal on/off 6370/2 / pedal dinámico 9440 sólo para la versión de sobremesa!

Profi



- Signalgeber
- Signal transmitter
- Transmetteur de signaux
- Dispositivo di segnalazione
- Interruptor automático

100 - 240 V  
50 - 60 Hz

- DE Absaugung mit Automatikfunktion\*
- EN Suction with automatic start up\*
- FR Aspiration avec déclenchement automatique\*
- IT Aspirazione con funzione di automatica\*
- ES Aspiración con función automática\*

100 - 240 V  
50 - 60 Hz

DE \*Anschluss des Signalgebers für automatisches Zuschalten einer Arbeitsplatzabsaugung: Bei Verwendung einer Renfert Silent TS Absaugung, muss der Signalgeber wie unter [www.schick-qube.de/support](http://www.schick-qube.de/support) beschrieben, umprogrammiert werden

EN \*Connection of the signal transmitter for automatic activation of a workplace suction device: When using a Renfert Silent TS suction, the signal transmitter has to be switched to another program as described here: [www.schick-qube.de/support](http://www.schick-qube.de/support)

FR \*Connexion du transmetteur de signaux pour une mise en fonction automatique d'une aspiration du poste de travail: Pour le raccordement à une aspiration Renfert Silent TS changez la programmation de la prise signal selon la vidéo en utilisant le lien suivant : [www.schick-qube.de/support](http://www.schick-qube.de/support)

IT \*Collegamento del dispositivo di segnalazione per l'accensione automatic di un aspiratore nella postazione di lavoro: Se usate l'aspirazione Renfert Silent TS, il segnalatore deve essere riprogrammato quanto segue: [www.schick-qube.de/support](http://www.schick-qube.de/support)

ES \*Conexión del interruptor automático para la conexión automática de la sonda de extracción: Cuando se utiliza una aspiración Renfert Silent TS, debe reprogramar el amplificador de señal como se describe en [www.schick-qube.de/support](http://www.schick-qube.de/support)

## 1. Sicherheitshinweise

- 1.1 Prüfen, ob Netzdaten mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmen.
- 1.2 Die **QBasic**/**QProfi**-Anlagen sind nicht für folgenden Einsatz bestimmt:
  - in explosionsgefährdeter Umgebung
  - für medizinische Anwendungen
  - Bearbeitung feuchter Werkstoffe
- 1.3 Bei Benutzung sind die einschlägigen Bestimmungen der Berufsgenossenschaft zu beachten:
  - stets Schutzgläser benutzen
  - für ausreichende Beleuchtung sorgen
  - Absaugung benutzen
- 1.4 Motorhandstück keinesfalls mit Druckluft reinigen.
- 1.5 Beim Ablegen des Motorhandstücks sollte stets ein Werkzeug oder der werkseitig mitgelieferte Stift eingespannt sein.

## Achtung!

- Beim Einsatz von rotierenden Werkzeugen müssen die Grenzwertangaben der Werkzeughersteller beachtet werden.
- Bei Nutzung der Linkslauf-Funktion kann sich die Spannzange bei stärkerer Belastung lösen!
- Reparaturen oder sonstige Eingriffe dürfen nur von durch SCHICK autorisiertem Fachpersonal vorgenommen werden.
- SCHICK übernimmt keine Gewährleistung, wenn die **QBasic**/**QProfi**-Anlage nicht in Übereinstimmung mit der Gebrauchsanweisung gehandhabt wird.

## 2. Einsatz und Gebrauch

Die **QBasic**/**QProfi**-Anlagen sind für den universellen Einsatz im Dentallabor zum Bearbeiten von Kronen, Brücken sowie Kunststoff- und leichten Modellgussarbeiten konzipiert. Das SCHICK **QBasic**/**QProfi**-Antriebsgerät ermöglicht Ihnen durch einen Drehzahlbereich von 1000 bis zu 40/50.000 min<sup>-1</sup> die Bearbeitung aller dentalen Werkstoffe..

## Umgebungsbedingungen:

- Innenräume 5° - 40°
- bis 2.000 m NN
- Überspannungskategorie: II
- Verschmutzungsgrad: 2

## 1. Safety information

- 1.1 Ascertain that your mains supply coincides with the data on the rating plate.
- 1.2 **QBasic**/**QProfi** units are not suitable for the following applications:
  - In areas where there is a risk of explosion
  - for medical applications
  - for working on moist materials
- 1.3 Ensure that all regulatory requirements are observed during use:
  - always wear protective glasses
  - provide enough light at the working place
  - use dust suction
- 1.4 Under no circumstances should the motor hand-piece be cleaned with compressed air.
- 1.5 Before putting the handpiece down, always insert a rotary instrument or the pin, supplied with the unit, into chuck.

## Caution!

- When using rotary instruments, do not exceed the maximum speeds laid down by their manufacturer.
- When operation with left-hand rotation, the collet may loosen when there is a high load.
- Repairs and other technical procedures must only be carried out by suitable qualified personnel, authorized by SCHICK.
- SCHICK do not guarantee the **QBasic**/**QProfi** unit should it not have been used in accordance with the operating instructions.

## 2. Range of applications

The **QBasic**/**QProfi** unit is designed for universal use in dental laboratories when trimming crowns and bridges, respectively acrylic and light chrome cobalt dentures. With its speed range from 1000 - 40/50.000 rpm the SCHICK **QBasic**/**QProfi** unit allows to work all dental materials.

## Conditions of environment:

- interior 5° - 40° C.
- up to 2,000 meter over sea level
- Category of overvoltage: II
- Grade of pollution: 2

## 1. Indication de sécurité

- 1.1 Vérifier si les données du réseau concordent avec celles de la plaque signalétique.
- 1.2 Les moteurs **QBasic**/**QProfi** ne doivent pas être utilisés:
  - en cas de danger d'explosion
  - pour le traitement médical
  - pour usiner des matériaux humides
- 1.3 Respecter les prescriptions professionnelles propres à chaque type d'utilisation
  - toujours porter des verres protecteurs
  - utiliser une aspiration professionnelle
  - rechercher un éclairage suffisant
- 1.4 Ne jamais nettoyer la pièce à main à l'air comprimé.
- 1.5 La pièce à main au repos doit toujours être munie d'une fraise ou de la pointe livrée avec l'appareil.

## Attention!

- Respecter les prescriptions du fabricant pour l'utilisation des fraises
- Lors de l'utilisation de la fonction vers la gauche, la pince peut se défaire en cas d'intensité trop élevée.
- Toutes réparations ou autres interventions ne peuvent être faites que par les personnes qualifiées et autorisées par SCHICK.
- SCHICK ne prend en charge aucune prestation de garantie dans le cas où le moteur n'aurait pas été utilisé selon les prescriptions d'emploi.

## 2. Domaine d'application et utilisation

Les moteurs **QBasic**/**QProfi** sont conçus pour des travaux de façonnage de couronnes, de bridges et pour des travaux intensifs en résine et prothèse partielles coulées. La rotation de 1000 à 40/50.000 t/mn vous permet de travailler toutes les matières utilisées par la profession.

## Conditions requises pour le milieu ambiant:

- Dans de pièces intérieures, entre 5° et 40° C
- Jusqu'à 2.000 m au-dessus du niveau de la mer
- Catégorie de surtension: II
- Degré de salissure: 2

## 1. Informazioni di sicurezza

- 1.1 Controllare se la tensione di rete corrisponde a quella indicata sulla targhetta dell'apparecchio.
- 1.2 Gli apparecchi **QBasic**/**QProfi** non devono essere usati nei casi di:
  - ambienti a pericolo di esplosione
  - sui pazienti
  - lavorazione di materiali umidi
- 1.3 Durante la lavorazione osservare le regole di prevenzione degli infortuni:
  - uso continuo di occhiali di protezione
  - ottimale illuminazione del posto di lavoro
  - usare impianto di aspirazione
- 1.4 Non pulire il manipoalo con aria compressa!
- 1.5 Quando il manipoalo a motore non è in uso, lasciare sempre inserita una fresa od il perno apposito contenuto nella confezione.

## Attenzione!

- Durante l'uso di utensil rotanti, rispettare i limiti di rotazione dichiarati dai rispettivi fabbricanti.
- In caso di carico eccessivo, l'uso della rotazione sinistrorsa può provocare l'allentamento della pinza di serraggio!
- Riparazioni od interventi possono essere effettuati solamente da personale specializzato autorizzato dalla SCHICK.
- La garanzia della SCHICK perde validità se l'apparecchio **QBasic**/**QProfi** non viene usato in osservanza alle istruzioni per l'uso dello stesso.

## 2. Impiego ed uso

Gli apparecchi **QBasic**/**QProfi** sono concepiti per un impiego universale nel laboratorio dentistico, per lavorazione di corone, ponti e lavori con materiale acrilico fusioni di scheletrati. Il dispositivo di comando **QBasic**/**QProfi** Vi renderà possibile lavorare tutti i materiali dentari con un campo di velocità da 1000 a 40/50.000 min<sup>-1</sup>.

## Condizioni ambientali:

- spazi interni 5° - 40°
- fino a 2.000 m NN
- Categoria di sovratensione: II
- Grado di insudiciamento: 2

## 1. Informaciones de seguridad

- 1.1 Controlar que la tensión de la red coincida con las indicaciones sobre la placa de especificaciones.
- 1.2 Los equipos **QBasic**/**QProfi** no están concebidos para el siguiente uso:
  - en ambientes con peligro de explosión
  - en pacientes
  - trabajo con materiales húmedos
- 1.3 Para su utilización deben observarse siempre las pertinentes normas del gremio profesional: (utilizar siempre gafas protectoras)
- 1.4 No limpiar nunca la pieza de mano con aire comprimido!
- 1.5 Cuando no se utilice la pieza de mano, deberá hallarse siempre una herramienta o el vástagos suministrado de origen sujetos en la pinza.

## Atención:

- al utilizar herramientas rotativas, deben observarse los regimenes de revoluciones máximos permitidos por los fabricantes de las mismas.
- Durante la rotación a la izquierda puede desprenderse la pinza cuando se somete a cargas importantes.
- las reparaciones u otras intervenciones únicamente deben ser ejecutadas por personal técnico autorizado por SCHICK.
- SCHICK no acepta trabajos en garantía cuando el equipo **QBasic**/**QProfi** no ha sido manipulado de acuerdo con las instrucciones de uso.

## 2. Indicación y uso

Los aparatos **QBasic**/**QProfi** están previstos para el uso universal en el laboratorio dental para el trabajo de coronas y puentes, así como para trabajos de moldeo y plásticos. El motor SCHICK **QBasic**/**QProfi** le permite con su gama de revoluciones de 1000 hasta 40/50.000 r.p.m., el mecanizado de todos los materiales dentales.

## Condiciones ambientales:

- Locales interiores 5° - 40°
- hasta 2.000 m NN
- Categoría de sobretensión: II

Konformitätserklärung  
Declaration of Conformity

Wir, die  
We, the SCHICK GmbH  
Lehenkreuzweg 12  
D-88433 Schemmerhofen



erklären hiermit, dass das Produkt  
declare herewith, that the product

- QProfi** - bestehend aus / consisting of
- QProfi** - Handstück / handpiece 9300 in Kombination mit / in combination with
- QProfi** - Steuereinheit / control unit 9345/5 oder / or 9355/5
- QBasic** - bestehend aus / consisting of
- QBasic** - Handstück / handpiece 9400 in Kombination mit / in combination with
- QBasic** - Steuereinheit / control unit 9416, 9417 oder / or 9418

folgenden einschlägigen Bestimmungen entspricht:  
are in conformity with the following provisions of Directive:

2006/42/EG (Maschinenrichtlinie / machinery directive)

2014/30/EU (EMV Richtlinien / EMV directive)

Name / Anschrift des  
Dokumentenbevollmächtigten  
in der Gemeinschaft:  
Name and address of  
person in charge:

Wolfgang Schick  
Lehenkreuzweg 12  
D-88433 Schemmerhofen

Schemmerhofen, Februar 2016

W. Schick  
Geschäftsführer/C.E.O.

Hersteller:

**SCHICK**  
DENTAL

Schick GmbH  
Lehenkreuzweg 12  
D-88433 Schemmerhofen  
Telefon +49 7356 9500-0  
Telefax +49 7356 9500-95  
E-Mail info@schick-dental.de  
Internet www.schick-dental.de