

Mobile

NEU

Die flexible Lösung

Höchste Präzision ohne Netzanbindung



Individuell einsetzbar

Das neu entwickelte Q Mobile von Schick vereint erstmalig zwei Welten:

Uneingeschränkte Mobilität durch Steckdosenunabhängigkeit und die Präzision eines Hochleistungsmotors.

Ihre Vorteile

- ▶ Höchste Präzision- und Rundlaufeigenschaften
- ▶ Hohe Leistung von 5,5 Ncm und 30.000 U/min
- ▶ Schnellspannung
- ▶ Akku-Kapazitätsanzeige
- ▶ Umschaltbar zwischen Rechts- und Linkslauf
- ▶ Optionales Verbindungskabel für Trennung von Akku und Handstück



Technische Daten

Drehzahlbereich	3.000 - 30.000 U/min
Drehmoment	5,5 Ncm
Betriebsspannung	90 - 264 Volt
Nennfrequenz	50/60 Hz
Garantie	1 Jahr
Überlastschutz	Elektronisch

Akku

Breite	71 mm
Höhe	125 mm
Tiefe	43 mm
Gewicht	250 g
Kapazität	3.500 mAh

Handstück

Durchmesser	Max. 29 mm
Länge ohne Kabel	120 mm
Gewicht	194 g
Kühlung	Geschlossenes System ohne Kühlung
Antriebssystem	Kollektorloser DC-Motor
Rundlaufgenauigkeit	< 0,02 mm
Spannzangen	Ø 2,35 mm (Standard) Ø 3,0 mm (Optional)
Werkzeugwechsel	Schnellspannung

Q Mobile Art.-Nr. 9705

Lieferumfang:

Akku-MH Q Mobile, Steuereinheit, Ladestation, Transportkoffer

Optionales Zubehör:

- Gürteltasche (ohne Inhalt) Art.-Nr. 9654
- Verbindungskabel für Akku-MH Art.-Nr. 9604
- Verbindungskabel Q Basic, Q Profi, QUBE LV Art.-Nr. 9604/1

 **SCHICK**
DENTAL

Schick GmbH

Lehenkreuzweg 12
D-88433 Schemmerhofen
Telefon +49 7356 9500-0
Telefax +49 7356 9500-95
info@schick-dental.de
www.schick-dental.de

