

NEU

Mobile

Die flexible Lösung

Höchste Präzision ohne Netzanbindung

Leistungsstark und mobil

Das neu entwickelte Akku-Handstück Q Mobile von Schick vereint erstmalig zwei Welten:

Uneingeschränkte Mobilität durch Steckdosenunabhängigkeit und die Präzision eines Hochleistungsmotors.

Ihre Vorteile

- ▶ Höchste Präzisions- und Rundlaufeigenschaften
- ▶ Hohe Leistung von 5,5 Ncm und 30.000 U/min
- ▶ Schnellspannung
- ▶ Akku-Kapazitätsanzeige
- ▶ Umschaltbar zwischen Rechts- und Linkslauf
- ▶ Optionales Verbindungskabel für Trennung von Akku und Handstück

Q Mobile Art.-Nr. 9705

Lieferumfang:

Q Mobile Motorhandstück ohne Kabel, Steuereinheit mit integriertem Akku, Ladestation, Transportkoffer



SCHICK
create the future



NEU

Optionales Zubehör:

- ▶ Gürteltasche (ohne Inhalt) Art.-Nr. 9654
- ▶ Verbindungskabel für Akku-MH Art.-Nr. 9604
- ▶ Verbindungskabel Q Basic, Q Profi, QUBE LV Art.-Nr. 9604/1



Sicher und Praktisch
Lieferung im Transportkoffer

Technische Daten

Drehzahlbereich	3.000 - 30.000 U/min
Drehmoment	5,5 Ncm
Betriebsspannung	90 - 264 Volt
Nennfrequenz	50/60 Hz
Garantie	1 Jahr
Überlastschutz	Elektronisch

Handstück

Durchmesser	Max. 29 mm
Länge ohne Kabel	120 mm
Gewicht	194 g
Kühlung	Geschlossenes System ohne Kühlung
Antriebssystem	Kollektorloser DC-Motor
Rundlaufgenauigkeit	< 0,02 mm
Spannzangen	Ø 2,35 mm (Standard) Ø 3,0 mm (Optional)
Werkzeugwechsel	Schnellspannung

Akku

Breite	71 mm
Höhe	125 mm
Tiefe	43 mm
Gewicht	250 g
Kapazität	3.500 mAh