


DENTAL TWIN UND SCHICK

create the future of dentistry



DentalTwin liefert virtuelle Waxups mit der korrekten Okklusionsebene, basierend auf der Anatomie des Kiefers und der verbleibenden Zähne - zum Import in die eigene Software.

Nutzen Sie das browserbasiertes Portal und das Pay-per-Use-Modell für maximale Freiheit.

Jetzt hier informieren!




Scannen Sie den QR-Code und erfahren Sie mehr auf unserer Homepage!

Oder überzeugen Sie sich selbst vor Ort auf der IDS 2025.

IDS
2025

Besuchen Sie uns!
Köln, 25. – 29.3.2025
Halle 10.2. Stand N030-0031



Beispielhafte Darstellung

GROSSES IDS-GEWINNSPIEL

Besuchen Sie uns auf unserem Messestand Halle 10.2. Stand N030-0031 und füllen Sie direkt vor Ort die Teilnahmekarte aus!¹

Gewinnen Sie mit etwas Glück einen hochwertigen Marken-E-Scooter im Wert von ca. 650 € oder oder einen von 15 Emsa Travel Mug Thermobechern 0,5l.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!



Detaillierte Teilnahmebedingungen finden Sie hier:
www.schick-dental.de/teilnahmebedingungen

¹Teilnahmeberechtigt sind alle Personen ab 18 Jahren mit Wohnsitz in Deutschland und Österreich.



DIALOGPOST
Ein Service der Deutschen Post

ALLEMAGNE Port payé

- NUR BEI SCHICK:**
- ▶ Persönliche Ansprechpartner
 - ▶ Kostenlose Testgeräte innerhalb Deutschlands
 - ▶ Hauseigene Servicewerkstatt
 - ▶ Kostenloses Ersatzgerät während der Wartung bei SCHICK

**MADE
BY SCHICK**
DAS BESTE FÜR IHR LABOR



Schick GmbH
Lehenkreuzweg 12
D-88433 Schemmerhofen
Telefon +49 7356 9500-0
Telefax +49 7356 9500-95
info@schick-dental.de
www.schick-dental.de

JETZT ANMELDEN UND ANGEBOTE BEQUEM PER E-MAIL ERHALTEN UNTER:
WWW.SCHICK-DENTAL.DE/NEWSLETTER



21954 02/2025



HIGHLIGHTS IDS 2025

JETZT
AKTIONSPREISE
SICHERN!





Ihre Vorteile

- ▶ Bis zu 60.000 U/min und 11 Ncm Drehmoment
- ▶ Helles OLED-Display (Knie- und Tischsteuerung)
- ▶ Rechts-/Linkslauf und Tempomat
- ▶ Breites Drehzahlband mit niedriger Startdrehzahl



alternativ:
Slim Version

Q3 Basic

Effizient, vielseitig und zuverlässig

- ▶ Die Einstiegsklasse für den universellen Einsatz
- ▶ Q Basic Standardhandstück oder schlankes Handstück
- ▶ 200 – 40.000 U/min und 7 Ncm

Erhältlich als:
Kniestuerung komplett Art.-Nr. 10765
Fußsteuerung komplett Art.-Nr. 10768
Tischsteuerung komplett! Art.-Nr. 10773

STATT 1.732 €*
AKTIONSPREIS 1.459 €**

Q3 Profi

Für professionelles Arbeiten

- ▶ Leistungsstarke Technik, selbst für schwere Schleif-, Trenn- und Fräsarbeiten geeignet
- ▶ Q Profi Handstück mit Soft-Grip-Oberfläche
- ▶ 200 – 50.000 U/min und 9 Ncm

Erhältlich als:
Kniestuerung komplett Art.-Nr. 10775
Fußsteuerung komplett Art.-Nr. 10778
Tischsteuerung komplett! Art.-Nr. 10783

STATT 2.067 €*
AKTIONSPREIS 1.729 €**

Für jede Leistungsklasse wählbar

Kniestuerung



Fußsteuerung



Tischsteuerung



Q3 Premium

Leistungsstark und ergonomisch

- ▶ Perfekt für schwerste Schleif-, Trenn- und Fräsarbeiten
- ▶ Ultraleichtes und ergonomisch perfekt ausbalanciertes Q Premium Handstück
- ▶ 200 – 60.000 U/min und 11 Ncm

Erhältlich als:
Kniestuerung komplett Art.-Nr. 10785
Fußsteuerung komplett Art.-Nr. 10788
Tischsteuerung komplett! Art.-Nr. 10793

STATT 2.476 €*
AKTIONSPREIS 2.059 €**

Q3 Powerstick

Leistungssteigerung für Q3 Basic und Q3 Profi

- ▶ Erhöhung der Drehzahl um 10.000 U/min und Drehmomentsteigerung um 2 Ncm
- ▶ Einfacher und schneller Einsatz (Plug & Play)
- ▶ Nachträgliche Leistungssteigerung ohne Neuanschaffung einer weiteren Technikmaschine
- ▶ Flexibel einsetzbar an verschiedenen Laborarbeitsplätzen

Art.-Nr. 10745

STATT 306,50 €*
AKTIONSPREIS 269 €**



Q Mobile

Leistungsstark und mobil

- ▶ Höchste Präzisions- und Rundlaufeigenschaften
- ▶ Hohe Leistung von 5,5 Ncm und 30.000 U/min
- ▶ Schnellspannung
- ▶ Drehzahl-/Akku-Kapazitätsanzeige
- ▶ Rechts-/Linkslauf

Q Mobile Art.-Nr. 9705

STATT 1.409 €*
AKTIONSPREIS 1.269 €**



Weitere Infos und alternative Sets:



Absorberbox XL

Kompakt, leise, top ausgeleuchtet

- ▶ Flexibler Einsatz im Labor dank integrierter Absaugung
- ▶ Großflächige, schattenfreie LED-Beleuchtung
- ▶ Extragroßes Innenvolumen (21 Liter)

Art.-Nr. 10835
Lieferumfang:
Absorberbox XL mit integrierter Absaugung, Partikelfilter, Anschlussplatte für externe Absaugung

STATT 969 €*
AKTIONSPREIS 839 €**

Aufrüst-Set

für Fräsggerät Degussa F1

Steuereinheit Q3 Premium



- ▶ Das Aufrüstset ersetzt die Degussa Frässpindel durch eine Frässpindel mit Q3 Premium Steuerung von Schick.
- ▶ Perfekter Rundlauf
- ▶ Drehzahlen bis 60.000 U/min

Art.-Nr. 2600 und /3
Lieferumfang: Frässpindel für F1, Q3 Premium Tischgerät, Adapter (Fräsggerät Degussa F1 nicht im Lieferumfang enthalten)

STATT 2.660 €*
AKTIONSPREIS 2.469 €**



S1 Basic

Das Kompakte

Art.-Nr. 2800/1 und /3

STATT 3.899 €*
AKTIONSPREIS 3.429 €**

S2 Profi

Der Allrounder

Art.-Nr. 2950/1 und /3

STATT 5.905 €*
AKTIONSPREIS 5.259 €**

S3 Premium

Das High-End Gerät

Art.-Nr. 12500 und /3

STATT 10.234 €*
AKTIONSPREIS 9.399 €**



Weitere Informationen finden Sie hier:
www.schick-dental.de/fraestechnik