


# Aufrüstset für Degussa F1 Fräsgerät Art.Nr. 2600

Wir freuen uns, dass Sie sich für ein technisch hochwertiges Gerät aus dem Hause SCHICK entschieden haben und wünschen Ihnen damit viel Erfolg und Freude beim Arbeiten. Bitte beachten Sie hierzu die beigefügten Betriebsanleitungen. Wir haben Ihnen diese zusammengestellt, um Sie mit Ihrem neuen Gerät vertraut zu machen und Ihnen die notwendigen Hinweise für Bedienung und Wartung zu geben.

Das Aufrüstset Art.Nr. 2600 ersetzt die original Frässpindel mitsamt Steuerelektronik und ermöglicht Ihnen das Fräsen mit Drehzahlen bis zu 60.000 1/min. Neben einem perfektem Rundlauf profitieren Sie von der Laufruhe einer modernen bürstenlosen und wartungsfreien Antriebstechnik.



Bestehend aus:  
Frässpindel 2690, Steuereinheit Q3 Premium 10715/2 und Armadapter 2481/61



Schick GmbH  
Lehenkreuzweg 12  
D-88433 Schemmerhofen  
Telefon +49 7356 9500-0  
Telefax +49 7356 9500-95  
E-Mail [info@schick-dental.de](mailto:info@schick-dental.de)  
Internet [www.schick-dental.de](http://www.schick-dental.de)