

# C3-Master (2.Vers.)




Ersatzteilliste für Motorhandstück Art.Nr. 7050  
List of spare parts for motorhandpiece art.no. 7050



4125 Stift / pin




6642 Ø2,35mm Spannzange / chuck  
(6643 Ø3,0mm) Spannzange / chuck




6653/1 Spitze / tip



6652 Ø 2,35mm Dichtkappe / sealing cap  
(6652/1 Ø 3,00mm) Dichtkappe / sealing cap



7052 Griffhülse / grip sleeve




7051 Übergangring / ring


Werkzeuge für Spannzangenwechsel  
tools to change chuck



6223 Gegenhalteschlüssel /  
counterstay wrench



4115 Spannzangenschlüssel / chuck key



7250 Motorkabel / motor cable



**SCHICK**  
DENTAL

Schick GmbH  
Lehenkreuzweg 12  
D-88433 Schemmerhofen  
Telefon +49 7356 9500-0  
Telefax +49 7356 9500-95  
E-Mail [info@schick-dental.de](mailto:info@schick-dental.de)  
Internet [www.schick-dental.de](http://www.schick-dental.de)